




tesa® 60412 –

Återvunnen PET-packtejp

Produktfunktioner

tesa® 60412 – Återvunnen PET-packtejp

- Idealisk för förslutning av kartonger på upp till 30 kg
- 70 % Post-Consumer Recycled (PCR) PET-innehåll i bäraren
- Återvinningsbar enligt INGEDE-metoden 12 (100/100)
- Ett starkt och mycket pålitligt akryllim
- Mycket låg ljudnivå vid avrullning
- Mycket bra prestanda på återvunnen kartong



Tekniska data

Produkt	Bärare	Självhäftande system	Färg	Vidhäftning till stål [N/cm]	Draghållfasthet [N/cm]	Total tjocklek [µm]	Kartongvikt [kg]
tesa® 60412	PCR PET	Vattenburen akryl	⊗	3,0	60	56	Upp till 30

tesa AB
+46 300 55 300
cs.se@tesa.com

tesa®-produkterna bevisar ständigt sin imponerande kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och ovan nämnda uppgifter tillhandahålls mot bakgrund av vår kunskap baserad på praktisk erfarenhet. De ska betraktas som medelvärden och är inte lämpliga för en specifikation. Därför kan tesa SE inte ge några garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till underförstådda garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. Användaren är ansvarig för att bestämma huruvida tesa®-produkten är lämplig för ett visst ändamål och passar för användarens appliceringsmetod. Om du är osäker hjälper personalen i vår tekniska support dig gärna.

tesa.se